G MULTIC DYMINIMA

Convient à l'environnement chirurgical, salle de prélèvement Commande au pied pour préservation de l'hygiène DÉCLENCHEMENT DU RÉGLAGE EN HAUTEUR SUR 360° GRÂCE À SON ASSISE TOURNANTE ET SA COMMANDE AUX PIEDS CIRCULAIRE.



ASSISE 2S

Assise 034 cm, épaisseur 4 cm. Bois moulé et mousse haute densité HR40. Revêtement classé M1 ou M2. Contreplaque PS/PE noire.

ASSISE 3E

Assise 034 cm, épaisseur 6 cm. Bois moulé et mousse haute densité HR40. Revêtement classé M1 ou M2. Contreplague PS/PE noire. . . .

PIÈTEMENT 5 BRANCHES ACIER CHROMÉ, EMPATTEMENT DIAM 52 CM ...

NOTTAN



DOSSIER OVALE, FIXE.

Epaisseur 2,5 cm

Hêtre lamellé et mousse haute densité HR35.

Revêtement identique à

Contreplaque ABS noire et lame dossier noire en acier

Options	
DOSSIER	×
ASSISE	×
PATINS	×
ROULETTES	×



..... ASSISE PIVOTANTE.

PROTECTION SOUS ASSISE EN ABS POUR L'HYGIÈNE

RÉGLAGE EN HAUTEUR PAR SYSTÈME GAZ (D'ENVIRON 54 À 74 CM)

ROULETTES DIAMÈTRE 50, DOUBLE GALETS AVEC BANDAGES POLYURÉTHANE, ANTIBRUIT, ANTITRACE ET PARE-FIL.

(Existe aussi en version BLOCAGE SANS CHARGE et BLOCAGE À CHARGE)

DÉCLENCHEMENT DU RÉGLAGE EN HAUTEUR SUR 360° GRÂCE À SON ASSISE TOURNANTE ET SA COMMANDE AUX PIEDS CIRCULAIRE.

Permet la tenue en stérilité des mains

